



Student Spencer Ligature Scissors - Straight/Blunt-Blunt/Student Stainless Steel/9cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91476-09
Kategorie	Student Line > Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909510619



Finde 91476-09 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	14 g	Nettogewicht	13 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Bladelength	24 mm		
Cuttingedge	16 mm		
Length	9 cm		
Feature	Student Quality		
Serrated	No		
Tips	Blunt/Blunt		
Tipshape	Straight		