



Student Vannas Spring Scissors - Straight/Sharp/Student Stainless Steel/9cm/5mm Cutting Edge



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91500-09
Kategorie	Student Line > Scissors & Micro Scissors Most Popular > Student Line
EAN	4251909508791



Finde 91500-09 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	10 g	Nettogewicht	5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cuttingedge	5 mm		
Length	9 cm		
Feature	Student Quality		
Serrated	No		
Tipdiameter	0.35 mm		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Straight		