



Student Vannas Spring Scissors - Curved/Sharp/Student Stainless Steel/9cm/5mm Cutting Edge



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer | 91501-09                                                                |
| Kategorie     | Student Line > Scissors & Micro Scissors<br>Most Popular > Student Line |
| EAN           | 4251909508807                                                           |



Finde 91501-09 auf [finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                 |              |     |
|---------------------|---------------------------------|--------------|-----|
| Versandgewicht      | 10 g                            | Nettogewicht | 5 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.                           | Maßeinheit   | EA  |
| Mindestbestellmenge | 1                               |              |     |
| Alloymaterial       | Surgical Stainless Steel (Inox) |              |     |
| Cuttingedge         | 5 mm                            |              |     |
| Length              | 9 cm                            |              |     |
| Feature             | Student Quality                 |              |     |
| Serrated            | No                              |              |     |
| Tipdiameter         | 0.35 mm                         |              |     |
| Tips                | Sharp/Sharp                     |              |     |
| Tipshape            | Curved                          |              |     |