



Student Bone Scissors - Curved/Sharp-Sharp/Student Stainless Steel/9cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91604-09
Kategorie	Student Line > Scissors & Micro Scissors
EAN	4251909508821



Finde 91604-09 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	18 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Cuttingedge	14 mm		
Length	9 cm		
Feature	Student Quality		
Serrated	No		
Tips	Sharp/Sharp		
Tipshape	Curved		