

F · S · T

Student Pin Holder - Nickel-Plated Stainless Steel/7.5cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91606-07
Kategorie	Student Line > Needle Holders
EAN	4251909508838



Finde 91606-07 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	11 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Nickel-plated		
Autoclavesafe	Yes		
Length	7.5 cm		
Feature	Student Quality		
Jawopeningdiameter	0 to 1 mm		