



Student Barraquer Retractor - Student Stainless Steel/3cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91700-03
Kategorie	Student Line > Retractors
EAN	4251909511296



Finde 91700-03 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	17 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	3 cm		
Feature	Student Quality		
Maximumspread	1.1 cm		
Teethlength	12 mm		