



Student Spring Loaded Retractor - Blades/Student Stainless Steel/8.5cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91706-05
Kategorie	Student Line > Retractors
EAN	4251909508845



Finde 91706-05 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	10 g	Nettogewicht	3 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	5 cm		
Feature	Student Quality		
Maximumspread	3 cm		
Teeth	Atraumatic blades		
Teethdepth	14 mm		
Teethwidth	1 mm		