



Student Senn-Miller Retractor - 3 blunt teeth 7 x 8 mm and 1 blunt tooth 18 x 6 mm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91791-16
Kategorie	Student Line > Retractors
EAN	4251909511241



Finde 91791-16 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	27.5 g	Nettogewicht	26.5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	16 cm		
Feature	Student Quality		
Teeth	3 blunt teeth 7 x 8 mm and 1 blunt tooth 18 x 6 mm		
Teethdepth	5.5 mm		
Teethwidth	2.5 mm		
Tipdimensions	10.5 x 8.5 mm		