



S&T Vessel Dilating Forceps - Angled 10°/11cm/0.2mm Tip Diameter



Mit länglichen, hochglänzenden Parallelspitzen für eine kontrollierte Gefäßdilatation.

Allgemein

Produktnummer	00125-11
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909500061



Finde 00125-11 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11 cm		
Tipdiameter	0.2 mm		
Tipdimensions	0.2 x 0.1 mm		
Tips	High polished, smooth		
Tipshape	Angled 10°		