



SuperGrip-Spitzen werden mit MicroCrystals verarbeitet, eine Methode, die von S&T entwickelt wurde, um Wolframcarbit auf Edelstahl aufzuschmelzen. Die Bildung dieser extrafeinen Beschichtung garantiert die verletzungsfreie Handhabung von Gewebe, während gleichzeitig die Griffsicherheit extrem verbessert wird. Die Griffoberfläche ähnelt der eines Streichholzkopfes. Empfohlen wenn die Pinzette als Nadelhalter benutzt wird oder wenn schlüpfriges Gewebe angetroffen werden könnte.

Allgemein

Produktnummer	00649-11
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909500160



Finde 00649-11 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	12 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11 cm		
Style	JF-5TC		
Tipdimensions	0.3 x 0.25 mm		
Tips	SuperGrip		
Tipshape	Angled 45°		