



Ring Forceps - with Screw/Smooth/Straight/9cm/ID: 4.8 mm - OD: 6 mm



Zum Transport von Gewebe und Organen. Eine Begrenzungsschraube verhindert übermäßig ausgeübten Druck.

Allgemein

Produktnummer	11106-09
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909501938



Finde 11106-09 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	10 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	9 cm		
Tipdimensions	ID: 4.8 mm OD: 6 mm x 1.5 mm		
Tips	Ring		
Tipshape	Straight		