



Moria 9604 Troutman Suture Tying Forceps - 9.5 cm/Straight/8 mm



Wird zum Nähen nach Abschluss der Operation verwendet. Dies erfordert die Handhabung eines kalibrierten Nylonfadens und die Verwendung einer Fadenpinzette, gerade oder gebogen, ohne Zähne.

Allgemein

Produktnummer	11393-04
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909512248



Finde 11393-04 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	27 g	Nettogewicht	7 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	9.5 cm		
Tipdiameter	0.3 mm		
Tipdimensions	0.3 x 0.4 mm		
Tips	Smooth with platform		
Tipshape	Straight		
Tyingplatform	8 mm		