



Vessel Dilating Forceps - Angled 10°/12cm/0.2mm Tip Diameter



Stark modifizierte Pinzette mit länglichen, parallelen Spitzen, die hochglanzpoliert sind.
Für eine kontrollierte Gefäßdilataation.

Allgemein

Produktnummer	18132-12
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909507022



Finde 18132-12 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	13 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	12 cm		
Tipdiameter	0.2 mm		
Tips	For Dilating		
Tipshape	Angled 10°		