



Mini Bulldog Artery Clip - Straight/30mm



Diese Arterienfederklemme vom Typ Bulldog kann bei Kernspintomographie-Untersuchungen mit nur geringen Verzerrungen verwendet werden.

Allgemein

Produktnummer	18144-30
Kategorie	Clamps & Clips > Clamps
EAN	4251909507039



Finde 18144-30 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Titanium		
Antimagnetic	Yes		
Clampinglength	9 mm		
Clamppress	Strong		
Length	30 mm		
Grampress	230 g		
Jawdims	9 x 1 mm		
Serrated	Yes		
Shape	Straight		