



Großer LED-Bildschirm mit Anzeige in Millimetern, Zoll und Brüchen. Misst innen, außen, abschnittsweise und Tiefen. Batterie, Ersatzbatterie und Aufbewahrungsbox aus Plastik enthalten.

Allgemein

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Produktnummer | 30087-00                      |
| Kategorie     | Lab Accessories > Measurement |
| EAN           | 4251909508692                 |



Finde 30087-00 auf  
[finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                 |              |       |
|---------------------|---------------------------------|--------------|-------|
| Versandgewicht      | 300 g                           | Nettogewicht | 295 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.                           | Maßeinheit   | EA    |
| Mindestbestellmenge | 1                               |              |       |
| Alloymaterial       | Surgical Stainless Steel (Inox) |              |       |
| Length              | 23.5 cm                         |              |       |
| Increments          | 0.1 mm                          |              |       |
| Maximummeasurement  | 15.2 cm / 6 inch                |              |       |