



Student Kelly Hemostat - Serrated/Curved/Student Stainless Steel/14cm



FST Student Instruments wurden mit Blick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit entwickelt, daher verfügen sie über weniger manuelle Nachbearbeitung und werden aus kostengünstigeren Legierungen hergestellt.

Allgemein

Produktnummer	91319-14
Kategorie	Student Line > Clamps & Hemostats
EAN	4251909510787



Finde 91319-14 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30.5 g	Nettogewicht	29.5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	14 cm		
Feature	Student Quality		
Tipwidth	2 mm		
Tips	Serrated		
Tipshape	Curved		