# Autoclave Tape - Striped/2cm



Nachdem das Band 40 bis 60 Minuten im Autoklaven einer Temperatur zwischen 121°C und 130°C ausgesetzt war, wird permanent das Wort „STERILIZED“ oder diagonale Streifen angezeigt. Wird benutzt mit den Sterilisationsbeuteln, dem Sterilisationspapier und den Sterilisationsboxen.

## Allgemein

| | |
|---|---|
| **Produktnummer** | 28001-02 |
| **Kategorie** | Instrument Care > Sterilization |
| **EAN** | 4251909508180 |

Finde 28001-02 auf
**finescience.com**

## Technische Informationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Versandgewicht** | 130 g | **Nettogewicht** | 128 g |
| **Paketgröße** | 1 Pc. | **Maßeinheit** | RO |
| **Mindestbestellmenge** | 1 | | |
| **Dimensionstext** | 1,90 cm x 55 m | | |
| **Lengthofroll** | 55 m | | |